



Tillbehör till Gripo D30, D40

Cirkulärt grepp

Cirkulärt grepp är ett tillbehör till Gripo-stången och har utvecklats för att ge användaren möjlighet att röra sig hela vägen runt stången, på ett säkert och tryggt sätt.

Gummiklädseln bidrar även till att användaren får ett säkert och stadigt grepp.

Förutom att ge stöd när du rör dig, kan det cirkulära greppet även användas som hållpunkt i just det läge användaren befinner sig i, för att möjliggöra användande av båda händerna.

Genom att kroka i en arm i bågen och därmed ge stöd till armhålan, kommer användaren att ha båda händerna tillgängliga, vilket är praktiskt till exempel när man klär på sig.

Cirkulärt grepp monteras på Gripo-stången med hjälp av 2 st universalkoppling 22/40/22 som medföljer.

CIRKULÄRT GREPP FINNS I TVÅ STORLEKAR

ART. NR. 35281 - D30

ART. NR. 35280 - D40



Tillbehör till Gripo

Multigrepp med rotationsfäste

Multigrepp ger användaren möjlighet att röra sig 360 grader runt sin Gripo-stång genom att ge en säker fixeringspunkt under rörelsen. Multigrepp har 12 låspunkter (var 30:e grad) runt stången.

Genom att lyfta Multigrepp uppåt gör rotationsfästet det enkelt att rotera Multigrepp till önskad position. Greppet låses enkelt på plats genom att försiktigt trycka ner det, och då låser det sig automatiskt på plats. Rotationsfästet monteras på stången med hjälp av en insexnyckel som ingår. Multigrepp kan enkelt monteras med 2 st universalkoppling 22/40/22 om rotationsfunktionen inte önskas.

Gummiklädseln ger också ett säkert och stadigt grepp.

ART. NR. 35315



Rotation med 12 låspunkter.

Tillbehör till Gripo

Halkskyddsplatta inkl bottenplatta

Halkskyddsplatta inkl bottenplatta, är en bottenplatta försedd med gummi som förhindrar stången från att glida i t ex badrum. Bottenplattan med halkskydd monteras på samma sätt som standard bottenplattan.

Vi rekommenderar att halkskyddsplattan används i våtzoner. Den behövs dock inte generellt i våtrum, utan bör användas då stången monteras i duschen och utsätts för rinnande tvålatten.

ART. NR. 35007

