

Bruksanvisning:

Fotkontroll till Lift. Art. nr 10865



Användning: Kontaktplattan ansluts till uttaget för handkontroll på fläkthuset. En kontakt på plattan används för att höja sitsen på Lift, och den andra för att sänka sitsen.

Storlek: Plattan mäter 291 x 190 cm. Med tydlig markering/ pil upp och ned, inristat i plattan. Höjd på knapparna är 25 mm. Undersidan som ligger an mot golvet är antihalkbelagd.

Rengöring/Rekonditionering: Tvål och vatten, alkaliska rengöringsmedel, eller tvättsprit.

Material och källsortering: Material: pvc, akryl + gummi, Källsortering: Elavfall.

Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. 2020.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika. tel: 0240 – 10102
info@svancare.se www.svancare.se