

2020-04-09

**Bruksanvisning:
Ryggdyna art.nr: 10095**



Ryggdyna

Många som sitter på toaletten använder toalettlocket som ryggstöd. Toalettlocket är ofta ojämnt och kallt och inte skönt att luta sig mot. Ryggdynan fästes enkelt på alla toalettlock med hjälp av ett gummiband. Dynan är endast 3 cm tjock och ger ett mjukt varmt ryggstöd. Ryggdynan passar alla toalettlock.

Mått: djup 3cm, höjd 39cm, bredd 32 cm.

Rengöring/rekonditionering: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.

Material och källsortering:

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler (suger ej åt sig vatten), resårband

Källsortering: Brännbart



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning. denna bruksanvisnings art nr: 10 932. 2020.

Svan Care, Alvägen 1, 771 41 Ludvika.
tel. 0240 – 10102 info@svancare.se svancare.se

