



Framtidens badrum för seniorer

Elevate – Höj och sänkbar trygghet



Elevate är en höj- och sänkbar toalett framtagen för framtidens seniorer. Elevate underlättar för den som ska resa sig eller sätta sig på toaletten. Med ett enkelt knapptryck anpassas höjden. Det går även att göra personliga inställningar för flera olika användare.

Att klara av sitt toalettbesök på ett bra och enkelt sätt kan vara avgörande för att kunna bo kvar hemma. Att sitta på toaletten i rätt sitthöjd är viktigt speciellt när man blir äldre, men att resa sig själv kan vara svårt. Även vid användning av rullstol underlättar Elevate vid förflyttningen till och från toaletten.




Elevate finns i två standardutföranden

ELEVATE MED ELMOTOR

- Med ett enkelt knapptryck höjs eller sänks toaletten då användaren sitter på toaletten. I standardutförande kan Elevate användas både som toalettförhöjare och uppresningshjälpmedel. Manöverknapparna sitter med fördel på armstödet men kan placeras enligt egna önskemål.

ELEVATE MED GASFJÄDER

- Höjden på toaletten ställs in med hjälp av en gasfjäder. Med en knapptryckning på sidan av Elevate frigörs gasfjädern och höjden på toaletten ställs in i önskad fast sitthöjd.



TEKNISK INFO:

- Max belastning och lyftkraft 200 kg.
- Material Yttre
Eloxerad Aluminium, Glas/Laminat front, ABS handtagen. Rostfritt stål.
- Toalettporcelain valfri sort som passar.
- Elevate elmotor 220 V.

TILLBEHÖR

- Armstöd i aluminium, lättmonterade. Fälls enkelt upp och ned vid behov.



VILKEN FRONT VÄLJER DU?

Elevates front finns i materialen laminat eller glas i standardfärgerna svart eller vit som grundutförande.

Fronten kan även beställas enligt egna önskemål för färg och mönster vid större beställningar. Läs mer om våra fronter på svancare.se



Svan Care är ett svenskt företag som har utvecklat och sålt produkter för badrum i över 25 år. Våra produkter är speciellt framtagna för personer med någon form av funktionshinder. Vi på Svan Care har gjort tusentals hembesök med personliga utprovningar av våra produkter i privat badrumsmiljö. Vi tar nu med oss all vår kunskap och fortsätter att utveckla framtidens badrum för seniorer. Elevate är den första produkten i en serie flexibla badrumsprodukter som är under utveckling.

Vill ni veta mer om oss? Besök vår hemsida svancare.se eller boka ett möte med oss i Ludvika, Dalarna och se vår permanentutställning. Ni är även välkomna att anmäla er till våra nyhetsbrev om Svan Care Senior och våra nya produkter på svancare.se.