

Assistentpall art nr: 10541



Med en låg assistentpall sitter man bekvämt då man skall hjälpa till vid toalettbesöket.

Pallen är försedd med gasfjäder där höjden kan justeras mellan 310 - 380 mm samt en liten förvaringslåda på brickan.

Max bredd: 41 cm (undre bricka).

Rengöring/Rekonditionering

Rengöres med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Desinfektionsmedel.

Källsortering

Plastdetaljer skickas till förbränning och återvinning.

Metalldelar, hjul och aluminium skrotas.

Alla delar ska återvinnas enligt lokala bestämmelser. Kontakta din lokala återvinningscentral.