

UTPROVNINGS PROTOKOLL KRABAT JOCKEY

Utprovningdatum och ort:
Barnets namn:
Förskrivare:
Hjälpmedelkonsulent:
Fysionords representant:
Övrigt:

 <p>Underrede storlek 2, gas</p>	<p>Underrede: Krabat Jockey stl 1, gas Krabat Jockey, stl 1, el <i>(inkl. benstödsstag stl 1, exkl fotplatta)</i></p>	<p>300-8001 300-8010</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>Krabat Jockey, stl 2, gas Krabat Jockey, stl 2, el <i>(inkl. benstödsstagstl 2, exkl fotplatta)</i></p>	<p>300-8210 300-8011</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
 <p>Sits, stl 1, inkl bälte</p>	<p>Sits, exkl. ryggstöd: Sits Jockey, stl 1, röd klädsel, inkl. bälte medium Sits Jockey, stl 2, grafit (svart) klädsel, inkl. bälte large</p>	<p>300-9990 300-9991</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
 <p>Ryggstöd standard, stl 2</p>	<p>Ryggar: Ryggstöd Standard, stl 1, röd klädsel Ryggstöd Standard, stl 2, grafit (svart) klädsel Ryggstöd Standard, storlek 3, grafit (svart) klädsel</p>	<p>300-3004 300-3005 300-4011</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
 <p>Ryggstöd Plus, stl 1</p>	<p>Ryggstöd Plus, stl 1 exkl. bålstöd, röd klädsel Ryggstöd, Plus, stl 2, exkl. bålstöd, grafit (svart) klädsel <i>Välj till bålstöd (tillbehör)</i></p>	<p>300-8040 300-8041</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
 <p>Ryggstöd Sheriff, stl 1</p>	<p>Ryggstöd Sheriff, stl 1, röd klädsel Ryggstöd Sheriff, stl 2, grafit (svart) klädsel</p>	<p>400-30191 400-30182</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

KRABAT JOCKEY, TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

	Fotstöd och ankelselar: Delade fotplattor stl 1, par	300-9992	<input type="checkbox"/>
	Delade fotplattor stl 2, par <i>Vid köp av komplett stol ingår fotremmar.</i>	400-30411	<input type="checkbox"/>
	Hel fotplatta, standard	300-1024	<input type="checkbox"/>
	Hel fotplatta, liten	300-2130	<input type="checkbox"/>
	Ankelselar storlek 1, par, (omkrets ca 17-27 cm)	900-1205	<input type="checkbox"/>
	Ankelselar storlek 2, par, (omkrets ca 25-33 cm)	900-1206	<input type="checkbox"/>
	Till sits: Gel dyna inlägg till sits, stl 1	400-2182	<input type="checkbox"/>
	Gel dyna inlägg till sits, stl 2	400-2146	<input type="checkbox"/>
	Tryckavlastningdyna, svart, stl 1 (T-foam)	300-2146	<input type="checkbox"/>
	Tryckavlastningdyna, svart, stl 2 (T-foam)	300-2147	<input type="checkbox"/>
	Kantlist till sits	300-9985	<input type="checkbox"/>
	Abduktionsrem/lårstropp, neopren	900-1143	<input type="checkbox"/>
	Positionering av bål, alla ryggar/sitsar: Brösbälte, elastiskt, bredd 5 cm	300-1016	<input type="checkbox"/>
	Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 1, bredd 10 cm	300-10191	<input type="checkbox"/>
	Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 2, bredd 10 cm	300-10231	<input type="checkbox"/>
	Bord, stl 1, höjjusterbart, inkl fäste	300-10201	<input type="checkbox"/>
	Bord, stl 2, höjjusterbart, inkl. fäste	300-3043	<input type="checkbox"/>
	Stödhandtag, ink. fäste	300-10661	<input type="checkbox"/>
	Förhöjt fäste bord/stödhandtag, inkl fäste	300-2133-00	<input type="checkbox"/>
	Bäcken/bålstöd	300-80500	<input type="checkbox"/>
	Positionering av bål, endast Plusrygg: Bålstöd, raka, par (h7 d12)	300-8050	<input type="checkbox"/>
	Bålstöd, insvängda, par (h7 d12)	300-8051	<input type="checkbox"/>
	Bålstöd högt, rakt fäste, par (h14 d12)	900-1366	<input type="checkbox"/>
	Bålstöd högt, insvängt fäste, par (h14 d12)	900-1367	<input type="checkbox"/>
	Bröstplatta med förstärkt bålstödspolstring	300-1081	<input type="checkbox"/>
	Bröstsele, storlek 1, neopren, H-modell, h 28 cm	900-1215	<input type="checkbox"/>
	Bröstsele, storlek 2, neopren, H-modell, h 38 cm	900-1216	<input type="checkbox"/>
	Övrigt: Huvudstöd, inkl fäste	300-1065	<input type="checkbox"/>
	Överdrag till huvudstöd, neopren	300-3022	<input type="checkbox"/>
	Körhandtag	300-3023	<input type="checkbox"/>

Reservdelar och anpassningsmaterial:			
Fäste huvudstöd		300-9986	<input type="checkbox"/>
Klädsel sits	stl 1, röd	300-1040	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard	stl 1, röd	300-1061	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus	stl 1, röd	300-1073	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff	stl 1, röd	400-3037	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard	stl 1, grafit (svart)	300-1058	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus	stl 1, grafit (svart)	300-1069	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff	stl 1, grafit (svart)	400-3035	<input type="checkbox"/>
Klädsel sits	stl 2, svart	300-1042	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard	stl 2, grafit	300-1049	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus	stl 2, grafit	300-3030	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff	stl 2, grafit	400-3023	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, medium		900-1174	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, large		900-1175	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, x-large		900-1370	<input type="checkbox"/>
Fotrem, styck		300-3029	<input type="checkbox"/>
Förhöjningsdistans till delad fotplatta		400-2185	<input type="checkbox"/>
Batteri		300-3013	<input type="checkbox"/>
Batteriladdare		300-3014	<input type="checkbox"/>
Manöverdosa, Jockey underrede el		300-2012	<input type="checkbox"/>
ANPASSNINGAR INOM CE-MÄRKNING			
Tillverkaren Krabat AS godkänner följande anpassningar inom CE-märkningen:			
Att värma och forma om nackstödet plastdel.			
Att kapa hel fotplatta om konflikt uppstår med länkhjul.			
Användande av Ryggkilar från ETAC eller annat skummateriale som fästes under klädsel på rygg och sits.			
Använda förhöjda fästen för sele R82 som fästs i befintliga hål i rygg.			
Hål får borraras i standardrygg för fast montering av tvådelat bröstbälte i neopren och bäcken/bålstöd.			
Ryggstöd Standard och Sheriff kan värmas och ökas/minskas i bredd.			
För att önska stolens tiltvinkel kan spärrhandtaget på ryggen bytas mot bult och mutter. Gäller när konflikt uppstår mellan rygg och underrede.			
Mer information hittar du på www.svancare.se			
Kombinationsavtal finns för bälte och selar från HEA medical.			

Utvärdering av sittposition i sadelstol – traditionell stol

Posture and Postural Ability Scale (hämtat från CPUPs sjukgymnastdel)

Postural förmåga i sittande

Sittande på brits _____ Sittande i traditionell stol _____ Sittande i sadelstol _____

1= kan inte placeras i sittande

2= kan placeras i sittande men behöver stöd

3= kan sitta utan stöd men inte röra sig

4= kan luta bålen lite framåt – bakåt innanför understödsytan

5= kan göra tyngdöverföring lateralt och återgå till ursprungsläget (från ena bäckenhalvan till andra)

6= kan ta sig ur sittande (byta ställning tex ta tyngd på fötterna och lämna från underlaget)

7= kan ta sig i och ur sittande

Asymmetrier i sittande

Hållning frontal (framifrån) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng

	Traditionell stol	Sadelstol
Huvudet i medellinje		
Bålen symmetrisk		
Bäckenet neutralt		
Benen separerade och raka I förhållande till bäckent		
Armarna vilande längs sidorna		
Jämn viktfordelning		
Totalpoäng		

Hållning sagittalt (från sidan) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng

	Traditionell stol	Sadelstol
Huvudet i medellinje		
Bålen i neutralläge		
Bäckenet neutralt		
Höfterna böjda (90°)		
Knän böjda (90°)		
Fötterna i neutralläge/fotsulor mot golvet (underlaget)		
Totalpoäng		

Övrigt noterat: (handfunktion, kommunikation, sväljförmåga)