

2019-01-10

Bruksanvisning Mjuksits till Hygiensits Bidette art nr: 10397



Användning:

Mjuksitsen gör att sittytan på en toaletsits blir mjukare och varmare att sitta på. Mjuksitsen är framförallt anpassad att användas tillsammans med Hygiensits (art nr 10631) placerad på en Bidette.

Applicering:

Mjuksitsen trycks fast, krängs på, ovanpå Hygiensitsen. Vid borttagande krängs mjuksitsen försiktigt av så att inte mjuksitsen skadas. Var aktsam om produkten då den inte används på toaletten. Förvara produkten så att andra föremål ej ligger direkt på produkten och gör märken i den. Lämplig förvaringsplats är på en hylla eller större krok på väggen, mjuksitsen kan också sitta permanent på toaletsitsen. Använd aldrig klister eller tejp på mjuksitsen, detta kan skada produkten.

Plasten som används i mjuksitsen är formbar. Låt därför inte föremål ligga på sitsen, då den inte används. Detta kan ge fula märken på sitsen. Oftast försvinner dessa märken med tiden.

Teknisk information:

Material: Ren cellpolyeten med slutna celler. Suger ej åt sig vatten.

Rengöring: Ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, tvättsprit.

Återvinning: Lämnas bland plastmaterial alternativt till förbränning.



Svan Care påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på annat sätt än det som är angivet i denna bruksanvisning.