

”Gör det säkert och bekvämt att ta en dusch”



## EASYCARE – FÄLLBAR DUSCHBRITS

### SÄKER OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Den elektriskt höjdbar EasyCare – fällbar duschbrits ger användaren optimal komfort och säkerhet, och vårdpersonalen får bästa möjliga arbetsställning. Detta ger säkerhet och komfort för båda parter.




Bädden består av dubbelsidiga lameller. Ena sidan av lamellen böjer sig något nedåt för att ge den badande en säker position. Den andra sidan böjer sig något uppåt vilket gör det enkelt för vårdpersonalen att vända användaren på sidan när bädden används för att byta kläder.




Det är lätt att justera bäddens höjd med handkontrollen, och den kan snabbt justeras till bästa läge, t.ex. för en rullstol, så att förflyttning av användaren till sängen går smidigt och enkelt.

Duschbritsen är lätt att rengöra och kan fällas upp när den inte används för att spara utrymme i badrummet.



## VARIANT/MODELL

EASYCARE – FÄLLBAR DUSCHBRITS UTAN RYGGSTÖD		
		
146 cm Artikelnr: 40-25023	178 cm Artikelnr: 40-25026	210 cm Artikelnr: 40-25029

EASYCARE – FÄLLBAR DUSCHBRITS MED RYGGSTÖD		
		
146 cm Artikelnr: 40-25073	178 cm Artikelnr: 40-25076	210 cm Artikelnr: 40-25079

- Britsen kan fällas upp för att spara plats i badrummet.
- Duschbritten har en elektrisk handkontroll för enkel höjdjustering.

## TILLBEHÖR

### Skyddsräcke:

Artikelnr: 40-25034 til skifte/bruseleje 146 cm

Artikelnr: 40-25036 til skifte/bruseleje 178 cm

Artikelnr: 40-25035 til skifte/bruseleje 210 cm

### Ändskydd:

Artikelnr: 40-25038

### Ryggstöd:

Artikelnr: 40-25031

### Nackstöd

Artikelnr: 40-25090

